

Nombre del Producto TALONERA POSICIONADORA ANTIESCARAS VISCOELASTICA (PAR)

Código TALOA10

Origen Asia

Marca Blunding



Descripción La Talonera Posicionadora Antiescara Viscoelastica (Par), es un producto altamente recomendado para pacientes postrados. Es un soporte que, cuenta con una apertura circular a nivel del talon que libera de presión y de contacto esa zona, evitando la aparición de Lesiones Por Presion y potenciando su curación. Esta fabricada en poliuretano de densidad media (21kg/m3) y recubierta por una funda de textil reeb, superficie altamente transpirable que deja pasar el aire, y que actua disminuyendo el riesgo de humedad en la zona de contacto.

Indicaciones


- Pacientes postrados.
- Pacientes con problemas de circulación y/o termo regulación.
- Pacientes con pie diabético.
- Pacientes que permanecen en cama durante largos períodos de tiempo

Contiene látex No

Más información



Componentes	2 UN taloneras antiescara viscoelásticas con velcros para ajuste 2 UN almohadillas con relleno de napa de alta calidad y forradas con reeb. 2 UN fundas desmontables y lavables- Color gris Folleto Instrucciones de Uso en Español
--------------------	--

Beneficios 	<p>Diseño ergonómico que disminuye el roce y cizallamiento de la piel en el talón, una de las zonas de más alto riesgo por úlceras por presión o escaras.</p> <p>Estructura anatómica, compacta y muy fácil de usar que apoya el descanso del paciente.</p> <p>Muy eficaz en el tratamiento de úlceras ya existentes en el talón, gracias a su ahuecamiento.</p> <p>Ofrece un excelente cuidado profiláctico y terapéutico.</p> <p>Posee tiras ajustables, lo que permite adaptarla a cualquier paciente.</p> <p>Base viscoelástica que se adapta a la zona del cuerpo en contacto con el producto.</p>
Beneficios	<p>Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo una mejor circulación sanguínea.</p> <p>Alivio del dolor.</p> <p>Ideal para cuando requiera estar largos periodos de tiempo con las extremidades inferiores inmóviles.</p> <p>Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.</p> <p>Pequeño, ligero y de fácil transporte</p> <p>Funda transpirable, bielástica, extraíble y lavable a máquina. Muy cómoda y suave al tacto.</p> <p>Libre de Látex.</p>
Alto / Ancho / Largo (Cm)	32 x 24 x 11
Peso del producto (g)	390
Color	Gris/ Blanco

Código de barra

SKU	Código de Barra
TALOA10	7801001015474

Mantenión de Producto

Cuando el producto no esté en uso, debe guardarse en su cubierta protectora, resguardado de aire frío, calor o humedades extremas

Para lavar, separar la funda de la base viscoelástica.

Lavar la funda a mano hasta 40 °C, con detergente suave, y secar a la sombra

Limpie con productos neutros, seque cuidadosamente y con movimientos suaves, todos los componentes.

No use limpiadores abrasivos ni volátiles.

Lavado manual hasta 40 °C

No lavar con lejía

No planchar

No utilizar limpieza química/lavado en seco

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa

No almacene el producto directamente en el piso, o junto a radiadores u otras fuentes de calor

Para facilitar el almacenamiento del producto se pueden apilar unos encima de otros. Sin embargo, para evitar daños en el canal para piernas, nunca guarde artículos pesados encima de este producto

Revise frecuentemente la integridad de las partes y piezas del producto

Evite mojar o airear la espuma viscoelastica o cojín base

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolvera el dinero ò sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto o cualquier repuesto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el equipo defectuoso completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922